

Types de DIU

Flexi-T


- Flexi-T 300
 - Plus court et plus mince
- Flexi-T+ 300
- Flexi-T + 380
 - Cuivre également intégré aux bras
- Utilisation approuvée pendant 5 ans pour tous



Flexi-T (+) 300 et 380. Notice explicative destinée au médecin.
Prosan http://www.trimedic-inc.com/about_flexi-t_iud.html
Kurz KH et coll. Adv Contracept 1991; 7: 291-300.
Block A et coll. J Obstet Gynaecol Can 2004; 26: 347-387, 389-436.

Liberté

- Liberté UT380 Standard
- Liberté UT Court
- Liberté TT380 Court
 - Utilisation approuvée pendant 5 ans pour tous
- Liberté TT380 Standard
 - Utilisation approuvée pendant 10 ans



<http://medisafecanada.com/products/liberte-iuds/>

Types de DIU

Types de DIU

Nova-T

- Surface de cuivre de 200 mm²
- Utilisation approuvée pendant au maximum 30 mois



Bayer Canada. Renseignements sur Nova-T destinés à la patiente.
Andersson K et coll. Contraception. 1994; 49: 56-72.

Mona-Lisa

Mona Lisa 10
Utilisation pendant
10 ans



Mona Lisa 5
Utilisation pendant
5 ans




Mona Lisa N
Utilisation pendant
3 ans



<http://www.pocepharma.co/en/mona-lisa-iuds.html>

Types de SIU libérant un progestatif



- SIU-LNG à 52 mg (Mirena)
 - Libère 20 µg de LNG par jour
 - Utilisation approuvée pendant 5 ans
- SIU-LNG à 13,5 mg (Jaydess)
 - Libère 14 µg de LNG par jour (avec diminution au fil du temps)
 - Utilisation approuvée pendant 3 ans